

Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen für Ultraschallsysteme und Schallköpfe

Inhalt

1	Allgemeines	5
	Warnsymbole	7
	Bitte an Kunden	8
	Kundendienst	8
	Konventionen der Benutzerinformationen	8
2	Sicherheit	11
	Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	11
	Glutaraldehyd-Exposition	13
3	Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen	15
	Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen für Systemoberflächen	15
	Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen für Schallköpfe	17
	Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln nach Schallkopfbezeichnung	18
	Schallköpfe aufgelistet nach Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln	23
	Verträgliche Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen	27

1 Allgemeines

Dieses Handbuch listet die Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen auf, die mit Ihren Philips Ultraschallsystemen und Schallköpfen verträglich sind.

Die Informationen in diesem Handbuch gelten für die folgenden Ultraschallsysteme:

- Affiniti-Serie
- ClearVue-Serie
- CX30
- CX50
- EPIQ-Serie
- HD5
- HD6
- HD7
- HD11-Serie
- HD15
- iE33
- iU22
- Sparq

Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln und Reinigungslösungen sind immer die Anweisungen des Herstellers zu beachten.

Aufgrund des umfangreichen Produktangebots von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ist es unmöglich, eine vollständige Liste anzugeben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob ein bestimmtes Produkt geeignet ist, bitten Sie Ihren Philips Kundendienstvertreter um weitere Informationen.

Anweisungen zum Reinigen und Desinfizieren von Ultraschallsystemen und Schallköpfen finden Sie in *Pflege und Reinigung von Ultraschallsystemen und Schallköpfen* oder auf der Website zur „Schallkopf- und Systempflege“:

www.philips.com/transducercare

Eine Liste der von Ihrem System unterstützten Schallköpfe finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Systems, das spezifische Informationen zu Ihrem System und Ihren Schallköpfen enthält.

Für weitere Informationen:

- Philips ist in Nordamerika telefonisch unter 800-722-9377 erreichbar.
- Wenden Sie sich außerhalb Nordamerikas an Ihren Philips Kundendienstvertreter vor Ort.
- Besuchen Sie die Website zur „Schallkopf- und Systempflege“:

www.philips.com/transducercare

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind vertraulich und Eigentum von Philips Healthcare („Philips“) und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung von Philips nicht reproduziert, ganz oder auszugsweise kopiert, revidiert, modifiziert, anderen gegenüber offengelegt oder verteilt werden. Dieses Dokument ist zur Verwendung durch Kunden bestimmt und als Teil des von ihnen erworbenen Philips Geräts für sie lizenziert oder zur Erfüllung behördlicher Verpflichtungen bestimmt, wie durch die FDA unter 21 CFR 1020.30 (und alle zugehörigen Ergänzungen) und durch andere vor Ort geltende behördliche Anforderungen vorgeschrieben. Die Verwendung dieses Dokuments durch Unbefugte ist strengstens verboten.

Philips stellt dieses Dokument ohne Gewährleistungen irgendwelcher Art, sei es stillschweigende oder ausdrückliche Gewährleistungen, zur Verfügung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Gewährleistungen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Philips hat sich bemüht, die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument sicherzustellen. Philips haftet jedoch nicht für Fehler oder Auslassungen und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen an beliebigen der hierin erwähnten Produkte vorzunehmen, um deren Zuverlässigkeit, Funktion oder Design zu verbessern. Philips kann an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten und Programmen jederzeit Verbesserungen oder Änderungen vornehmen.

Unbefugtes Kopieren dieses Dokuments ist nicht nur ein Verstoß gegen das Urheberrecht, sondern erschwert es Philips möglicherweise auch, Benutzern genaue und aktuelle Informationen zukommen zu lassen.

Dieses Produkt kann überarbeitete Teile enthalten, deren Leistung der neuer Teile gleichwertig ist, oder Teile, die bereits (jedoch nicht im Dauereinsatz) verwendet wurden.





„xMATRIX“ ist eine Marke von Koninklijke Philips N.V.

Produktnamen, die nicht Eigentum von Philips sind, sind möglicherweise Marken der jeweiligen Besitzer.

Warnsymbole

Am System werden u. U. die folgenden Warnsymbole verwendet. Informationen zu weiteren am System verwendeten Symbolen finden Sie im Kapitel „Sicherheit“ im *Benutzerhandbuch* Ihres Systems.

Warnsymbole

Symbol	Beschreibung
	Kennzeichnet eine Vorsichtsmaßregel.
	Gefährliche Spannungen: Das Symbol erscheint neben Hochspannungsanschlüssen und weist darauf hin, dass Spannungen über 1.000 V~ (600 V~ in den USA) vorliegen.
	Dieses Symbol kennzeichnet die Empfindlichkeit eines Steckers gegenüber elektrostatischer Entladung, der nicht nach IEC 60601-1-2 getestet wurde. Berühren Sie keine freiliegenden Anschlussstifte. Durch Berührung freiliegender Stifte kann eine elektrostatische Entladung auftreten, wodurch das Produkt beschädigt werden kann.
	Besagt, dass der Benutzer Sicherheitshinweise in den Gebrauchsanweisungen nachschlagen soll.

Bitte an Kunden

Wenn Sie Fragen zum Satz der Benutzerinformationen haben oder auf einen darin enthaltenen Fehler aufmerksam machen möchten, wenden Sie sich in den USA bitte unter 800-722-9377 telefonisch an Philips. Rufen Sie außerhalb der USA bitte die für Sie zuständige Kundendienststelle an.

Kundendienst

Mitarbeiter des Kundendienstes stehen weltweit zur Beantwortung von Fragen und zur Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an Ihre Philips Kundendienststelle vor Ort. Sie können sich auch bei einer der folgenden Niederlassungen nach einer Kundendienststelle erkundigen oder „Contact Us“ (Kontaktaufnahme) auf der Website von Philips Healthcare aufrufen:

www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd

Philips Ultrasound Firmenzentrale

22100 Bothell-Everett Highway, Bothell, WA 98021-8431, USA

800-722-9377

Konventionen der Benutzerinformationen

In den Benutzerinformationen für Ihr Produkt kommen die folgenden Schreibweisen zur Anwendung, die bestimmte Informationen leichter auffindbar und verständlicher machen:

- Alle Verfahrensschritte sind durchnummeriert, und alle Schritte untergeordneter Verfahren sind mit Buchstaben versehen. Die Schritte müssen in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden, um ein zuverlässiges Ergebnis zu gewährleisten.
- In Gliederungspunkte unterteilte Listen enthalten allgemeine Informationen über bestimmte Funktionen oder Verfahren, geben jedoch keine Reihenfolge von Schritten an.

- Die linke Systemseite befindet sich links vom Benutzer, wenn er vor dem System steht und auf den Monitor sieht. Die Vorderseite des Systems befindet sich am nächsten zum Bediener, während er am System arbeitet.
- Sowohl Schallköpfe als auch Stiftsonden werden als Schallköpfe bezeichnet, es sei denn, dass die Unterscheidung für das Verständnis des Textes entscheidend ist.

Informationen, die für eine sichere und effektive Verwendung Ihres Produkts wichtig sind, stellen sich durchweg durch die Benutzerinformationen folgendermaßen dar:



WARNUNG

Warnhinweise enthalten maßgebliche Informationen zur Sicherheit des Bedieners und des Patienten.



VORSICHT

Vorsichtsmaßnahmen hinweisen auf eine mögliche Beschädigung des Produkts hin, die Ihre Garantie oder Ihren Servicevertrag außer Kraft setzen würden, oder auf einen möglichen Verlust von Patienten- oder Systemdaten.

HINWEIS

Hinweise machen Sie auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen sich das Produkt effektiver bedienen lässt.

2 Sicherheit

Lesen Sie die Informationen in diesem Abschnitt, um die Sicherheit aller mit dem Betrieb und der Wartung des Ultraschallgeräts betrauten Personen und aller an Untersuchungen teilnehmenden Patienten zu gewährleisten und die Qualität des Systems und seines Zubehörs sicherzustellen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie bei der Verwendung der Reinigungs- und Desinfektionslösungen die folgenden Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:



WARNUNG

Nicht alle Desinfektionsmittel sind bei allen Kontaminationsarten wirksam. Vergewissern Sie sich, dass die Art von Desinfektionsmittel für das angegebene System oder den angegebenen Schallkopf geeignet ist und dass die Lösungsstärke und Einwirkdauer der beabsichtigten klinischen Anwendung entsprechen.



WARNUNG

Die Desinfektionsmittel werden in Hinblick auf ihre chemische Verträglichkeit mit den Produktmaterialien empfohlen und nicht aufgrund ihrer biologischen Wirksamkeit. Hinsichtlich der biologischen Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels sind die Richtlinien und Empfehlungen des Herstellers, der U.S. Food and Drug Administration sowie der U.S. Centers for Disease Control zu beachten.

**WARNUNG**

Achten Sie bei Verwendung einer bereits angesetzten Lösung auf das Ablaufdatum.

**WARNUNG**

Der Grad der für ein Gerät erforderlichen Desinfektion richtet sich nach der Art des Gewebes, mit dem es beim Gebrauch in Berührung kommt. Vergewissern Sie sich, dass die Art von Desinfektionsmittel für den Schallkopftyp und die Schallkopfanwendung geeignet ist. Informationen zum Grad der Desinfektionsanforderungen finden Sie im Handbuch *Pflege und Reinigung von Ultraschallsystemen und Schallköpfen* auf der Website zur „Schallkopf- und Systempflege“ (www.philips.com/transducercare). Weitere Informationen enthalten das Etikett des Desinfektionsmittels und die Empfehlungen der Association for Professionals in Infection Control, der U.S. Food and Drug Administration und der U.S. Centers for Disease Control.

**VORSICHT**

Die Verwendung einer nicht zugelassenen Desinfektionslösung, eine falsche Lösungsstärke oder das Eintauchen des Schallkopfes über die empfohlene Eintauchhöhe oder die empfohlene Einwirkzeit hinaus kann den Schallkopf beschädigen oder verfärben und die Garantie des Schallkopfs hinfällig werden lassen.

**VORSICHT**

Die einzigen Abschnitte, die bei Nicht-TEE-Schallköpfen mit Isopropylalkohol gereinigt werden dürfen, sind das Steckergehäuse und das Schallkopfgehäuse und die Linse. Die einzigen Abschnitte, die bei TEE-Schallköpfen mit Isopropylalkohol gereinigt werden dürfen, sind das Steckergehäuse und das Gehäuse der Flexionssteuerung. Sorgen Sie dafür, dass der Alkoholgehalt der Lösung höchstens 70 % beträgt. Wischen Sie keinen anderen Abschnitt eines Schallkopfs mit Isopropylalkohol ab (dies gilt auch für die Zugentlastung), da diese Abschnitte des Schallkopfs andernfalls beschädigt werden können. Solche Schäden sind weder durch die Garantie noch durch den Wartungsvertrag abgedeckt.

Glutaraldehyd-Exposition

Die US-Behörde für Betriebssicherheit und Gesundheitswesen (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) hat eine Vorschrift erlassen, die sich auf akzeptable Werte von Glutaraldehyd in der Arbeitsumgebung bezieht. Philips verkauft zusammen mit seinen Produkten keine auf Glutaraldehyd basierenden Desinfektionsmittel. Diese Art von Desinfektionsmittel wird jedoch zur Desinfektion der Schallköpfe empfohlen, die bei TEE-, intraoperativen, endosonographischen und Biopsieverfahren eingesetzt werden.

Um die in der Luft vorhandenen Glutaraldehyddämpfe zu reduzieren, muss ein bedecktes oder ventiliertes Eintauchbecken verwendet werden. Solche Systeme können kommerziell erworben werden. Die neuesten Informationen zu Desinfektionsprodukten und Philips Schallköpfen sind auf der Philips Website zur „Schallkopf- und Systempflege“ zu finden:

www.Philips.com/transducercare

3 Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen

Die folgenden Themen listen die Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen auf, die mit Ihrem Philips Ultraschallsystem und Ihren Schallköpfen verträglich sind.

Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen für Systemoberflächen

Die Verträglichkeit von Desinfektions- und Reinigungslösungen hängt von dem jeweiligen Objekt ab. Die Produkte in der folgenden Tabelle sind mit diesen Systemoberflächen verträglich:

- Externe lackierte oder Kunststoffoberflächen des Systems und des Wagens
- Steuerpult des Systems
- EKG-Stammkabel, -Leitungen und -Elektroden
- Touchscreens und Monitorbildschirme
- Easy-Clip-Schallkopfkabelmanager

Universalreinigungslösungen für Oberflächen	Reinigungslösungen für Touchscreens und Monitorbildschirme	Desinfektionsmittel für Systemoberflächen und Touchscreens
Milde Seifenlösung	<ul style="list-style-type: none"> • Milde Seifenlösung • Für LCDs bestimmte Reinigungsmittel • Gereinigtes Wasser 	<ul style="list-style-type: none"> • 70%iger Isopropylalkohol (IPA) • Opti-Cide 3 (auf Quat/IPA-Basis) • Oxivir Tb (auf der Basis von Accelerated Hydrogen Peroxid) • PI-Spray II (auf Quat-Basis) • Protex (nur mit Systemen der EPIQ-Serie und der Affiniti-Serie verträglich) • Sani-Cloth HB (auf Quat-Basis) • Sani-Cloth Plus (auf Quat/IPA-Basis)

**VORSICHT**

Verwenden Sie auf dem System, den Peripheriegeräten oder Schallköpfen keine scheuermittelhaltigen Reiniger oder Azeton, MEK, Lackverdünner oder anderen starken Lösungsmittel.

**VORSICHT**

Das System oder die Schallköpfe dürfen nicht mit Sani-Cloth AF3 oder Super Sani-Cloth desinfiziert werden.

**VORSICHT**

Verwenden Sie auf den Anzeigebildschirmen keine bleichehaltigen Glasreiniger oder Produkte. Wischen Sie alle Desinfektions- oder Reinigungsmittel sofort ab, um Ablagerungen zu verhindern.

**VORSICHT**

Systemoberflächen und Schallköpfe sind gegenüber Ultraschallgel, Alkohol und Desinfektionsmitteln beständig, müssen bei Verwendung solcher Substanzen jedoch sofort abgewischt werden, um permanente Schäden zu verhindern.

Anweisungen zum Reinigen und Desinfizieren von Ultraschallsystemen und Schallköpfen finden Sie in *Pflege und Reinigung von Ultraschallsystemen und Schallköpfen* oder auf der Website zur „Schallkopf- und Systempflege“:

www.philips.com/transducercare

Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen für Schallköpfe

Dieser Abschnitt enthält drei Tabellen, in denen Sie die Desinfektions- und Reinigungslösungen nachschlagen können, die für Ihre Schallköpfe verfügbar sind.

- **„Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln nach Schallkopfbezeichnung“ auf Seite 18:** Listet die Schallköpfe in alphanumerischer Reihenfolge mit Verweisen auf deren Verträglichkeit mit Desinfektionsmitteln auf. Suchen Sie nach Ihrem Schallkopf in der Spalte „Schallkopfbezeichnung“ und bestimmen Sie anhand des Verweises die entsprechende Verträglichkeitsspalte unter **„Verträgliche Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen“ auf Seite 27.**
- **„Schallköpfe aufgelistet nach Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln“ auf Seite 23:** Ordnet die Schallköpfe nach der entsprechenden Verträglichkeitsspalte unter **„Verträgliche Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen“ auf Seite 27** an. Anhand dieser Tabelle können Sie schnell bestimmen, welche Schallköpfe den sieben Verträglichkeitsspalten zugeordnet sind.

- **„Verträgliche Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen“ auf Seite 27:** Listet die mit Philips Schallköpfen verträglichen Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen auf. Aus den nummerierten Verträglichkeitsspalten geht die Verträglichkeit des Desinfektionsmittels mit den entsprechenden Schallköpfen hervor. Anhand einer der beiden Schallkopftabellen können Sie bestimmen, welche Verträglichkeitsspalte auf Ihren Schallkopf zutrifft.

Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln nach Schallkopfbezeichnung

Diese Tabelle listet die Schallköpfe in alphanumerischer Reihenfolge mit Verweisen auf deren Verträglichkeit mit Desinfektionsmitteln auf. Suchen Sie in der Spalte „Schallkopfbezeichnung“ nach Ihrem Schallkopf (und System, sofern angegeben) und bestimmen Sie dann unter „Verträglichkeitsspalte“ die zugehörige Verträglichkeitsspalte unter **„Verträgliche Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen“ auf Seite 27**. Wenn kein System angegeben wird, dann gilt dieselbe Verträglichkeitsspalte für alle Versionen des Schallkopfs.

Eine Liste der von Ihrem System unterstützten Schallköpfe finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Systems.

Verträglichkeitsverweise nach Schallkopfbezeichnung

Schallkopfbezeichnung (Systembezeichnung)	Verträglichkeitsspalte
1.9MHz CW Pencil	3
1.9MHz TCD	3
15-6L	7
3D6-2 (HD11)	1
3D6-2 (iU22)	2
3D8-4	1
3D9-3v (HD11, HD15, iU22)	1
3D9-3v (Affiniti, ClearVue, EPIQ)	2
5.0MHz CW Pencil	3
7.5MHZ Endo	1

Schallkopfbezeichnung (Systembezeichnung)	Verträglichkeitsspalte
BP10-5ec	2
C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)	1
C5-1 (Affiniti, EPIQ)	2
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)	1
C5-2 (ClearVue)	2
C6-2 Compact (CX30, Sparq)	1
C6-2 Compact (Affiniti)	2
C6-3	1
C8-4v	1 oder 2 *
C8-5	1
C8-5 Compact (CX30, CX50)	1
C8-5 Compact (Affiniti, EPIQ)	2
C9-2	2
C9-3io	1
C9-3v	2
C9-4	1
C9-4ec	1
C9-4v	2
C9-4v Compact	2
C9-5ec	1
C10-3v	2
C10-4ec	2

Schallkopfbezeichnung (Systembezeichnung)	Verträglichkeitsspalte
D2cwc	3
D2tcd	3
D5cwc	3
L8-4	1
L9-3	1
L10-4lap	6
L11-3	1
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15)	1
L12-3 (Affiniti, CX50, EPIQ)	2
L12-4	2
L12-4 Compact (CX30)	1
L12-4 Compact (Affiniti)	2
L12-5 50 Compact (CX50)	1
L12-5 50 Compact (Affiniti, EPIQ)	2
L12-5 50 mm	1
L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22)	1 oder 2 **
L15-7io (Affiniti, CX30, CX50, EPIQ)	2
L17-5	1
L18-5	2
OMNI III TEE	5
S3-1	1
S4-1 (iU22)	1

Schallkopfbezeichnung (Systembezeichnung)	Verträglichkeitsspalte
S4-1 (ClearVue)	2
S4-2	1
S4-2 Compact (CX30, Sparq)	1
S4-2 Compact (Affiniti)	2
S5-1 (CX50, iE33, iU22)	1
S5-1 (Affiniti, EPIQ)	2
S5-2	1
S6-2mpt	5
S7-2t Omni	5
S7-3t	4
S8	1
S8-3	1
S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)	1
S8-3 Compact (Affiniti, EPIQ)	2
S8-3t	4
S12	1
S12-4	1
S12-4 Compact (CX50)	1
S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ)	2
Transkr. Dop	3
V6-2 (HD11XE, HD15, iU22)	1
V6-2 (Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)	2

Schallkopfbezeichnung (Systembezeichnung)	Verträglichkeitsspalte
V8-4	1
VL13-5	2
VL13-5 Compact	2
X3-1	1
X5-1	1
X5-1 (EPIQ)	2
X6-1	2
X7-2 (iE33, iU22)	1
X7-2 (EPIQ)	2
X7-2t	5

Fußnoten

* Verwenden Sie für C8-4v-Modelle mit den folgenden Artikelnummern Verträglichkeitsspalte 2:

- Artikelnummer 4535611 7292x, wobei x 3 oder größer ist
- Artikelnummer 4535612 8750x, wobei x 2 oder größer ist
- Artikelnummer 4535613 1895x, wobei x 1 bis 9 ist
- Artikelnummer 4535614 9748x, wobei x 1 bis 9 ist
- Artikelnummer 4535614 9749x, wobei x 1 bis 9 ist
- Artikelnummer 4535616 8452x, wobei x 1 bis 9 ist

Verwenden Sie für C8-4v-Modelle mit anderen Artikelnummern Verträglichkeitsspalte 1.

Die Artikelnummer ist auf der Innenseite des Steckergehäuses zu finden.

- **
- Verwenden Sie für L15-7io-Modelle mit den folgenden Artikelnummern Verträglichkeitsspalte 2:
- Artikelnummer 4535614 0781x, wobei x 1 bis 9 ist
 - Artikelnummer 4535612 8750x, wobei x 2 oder größer ist
- Verwenden Sie für L15-7io-Modelle mit anderen Artikelnummern Verträglichkeitsspalte 1.
- Die Artikelnummer ist auf der Innenseite des Steckergehäuses zu finden.

Schallköpfe aufgelistet nach Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln

Diese Tabelle ordnet die Schallköpfe nach der entsprechenden Verträglichkeitsspalte unter „[Verträgliche Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen](#)“ auf Seite 27 an. Die Farben der Spaltenüberschriften entsprechen zudem der Farbe der betreffenden Verträglichkeitsspalte. Wenn kein System angegeben wird, dann gilt dieselbe Verträglichkeitsspalte für alle Versionen des Schallkopfs.

Eine Liste der von Ihrem System unterstützten Schallköpfe finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Systems.

Schallköpfe aufgelistet nach Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln

Unter Verträglichkeitsspalte 1 fallende Schallköpfe (Systembezeichnungen)

3D6-2 (HD11)	L12-5 50 mm
3D8-4	L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) **
3D9-3v (HD11, HD15, iU22)	L17-5
7.5MHZ Endo	S3-1
C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)	S4-1 (iU22)
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)	S4-2
C6-2 Compact (CX30, Sparq)	S4-2 Compact (CX30, Sparq)
C6-3	S5-1 (CX50, iE33, iU22)

C8-4v *	S5-2
C8-5	S8
C8-5 Compact (CX30, CX50)	S8-3
C9-3io	S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)
C9-4	S12
C9-4ec	S12-4
C9-5ec	S12-4 Compact (CX50)
L8-4	V6-2 (HD11XE, HD15, iU22)
L9-3	V8-4
L11-3	X3-1
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15)	X5-1
L12-4 Compact (CX30)	X7-2 (iE33, iU22)
L12-5 50 Compact (CX50)	
Unter Verträglichkeitsspalte 2 fallende Schallköpfe (Systembezeichnungen)	
3D6-2 (iU22)	L12-4 Compact (Affiniti)
3D9-3v (Affiniti, ClearVue, EPIQ)	L12-5 50 Compact (Affiniti, EPIQ)
BP10-5ec	L15-7io (Affiniti, CX30, CX50, EPIQ)
C5-1 (Affiniti, EPIQ)	L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) **
C5-2 - ClearVue	L18-5
C6-2 Compact (Affiniti)	S4-1 (ClearVue)
C8-4v *	S4-2 Compact (Affiniti)
C8-5 Compact (Affiniti, EPIQ)	S5-1 (Affiniti, EPIQ)
C9-2	S8-3 Compact (Affiniti, EPIQ)

C9-3v	S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ)
C9-4v	V6-2 (Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)
C9-4v Compact	VL13-5
C10-3v	VL13-5 Compact
C10-4ec	X5-1 (EPIQ)
L12-3 (Affiniti, CX50, EPIQ)	X6-1
L12-4	X7-2 (EPIQ)
Unter Verträglichkeitsspalte 3 fallende Schallköpfe (Systembezeichnungen)	
1.9MHz CW Pencil	
1.9MHz TCD	
5.0MHz CW Pencil	
D2cwc	
D2tcd	
D5cwc	
Transkr. Dop	
Unter Verträglichkeitsspalte 4 fallende Schallköpfe (Systembezeichnungen)	
S7-3t	
S8-3t	
Unter Verträglichkeitsspalte 5 fallende Schallköpfe (Systembezeichnungen)	
OMNI III TEE	
S6-2mpt	
S7-2t Omni	
X7-2t	

Unter Verträglichkeitsspalte 6 fallende Schallköpfe (Systembezeichnungen)

L10-4lap

Unter Verträglichkeitsspalte 7 fallende Schallköpfe (Systembezeichnungen)

15-6L

Fußnoten

* Verwenden Sie für C8-4v-Modelle mit den folgenden Artikelnummern Verträglichkeitsspalte 2:

- Artikelnummer 4535611 7292x, wobei x 3 oder größer ist
- Artikelnummer 4535612 8750x, wobei x 2 oder größer ist
- Artikelnummer 4535613 1895x, wobei x 1 bis 9 ist
- Artikelnummer 4535614 9748x, wobei x 1 bis 9 ist
- Artikelnummer 4535614 9749x, wobei x 1 bis 9 ist
- Artikelnummer 4535616 8452x, wobei x 1 bis 9 ist

Verwenden Sie für C8-4v-Modelle mit anderen Artikelnummern Verträglichkeitsspalte 1.

Die Artikelnummer ist auf der Innenseite des Steckergehäuses zu finden.

** Verwenden Sie für L15-7io-Modelle mit den folgenden Artikelnummern Verträglichkeitsspalte 2:

- Artikelnummer 4535614 0781x, wobei x 1 bis 9 ist
- Artikelnummer 4535612 8750x, wobei x 2 oder größer ist

Verwenden Sie für L15-7io-Modelle mit anderen Artikelnummern Verträglichkeitsspalte 1.

Die Artikelnummer ist auf der Innenseite des Steckergehäuses zu finden.

Verträgliche Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen

In der folgenden Tabelle werden die Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen aufgeführt, die mit den für Ihre Philips Ultraschallsysteme verfügbaren Schallköpfen verträglich sind. Suchen Sie in Tabelle „Schallköpfe aufgelistet nach Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln“ auf Seite 23 oder „Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln nach Schallkopfbezeichnung“ auf Seite 18 nach Ihrem Schallkopf und der zugehörigen Verträglichkeitsspalte.



VORSICHT

Die einzigen Abschnitte, die bei Nicht-TEE-Schallköpfen mit Isopropylalkohol gereinigt werden dürfen, sind das Steckergehäuse und das Schallkopfgehäuse und die Linse. Die einzigen Abschnitte, die bei TEE-Schallköpfen mit Isopropylalkohol gereinigt werden dürfen, sind das Steckergehäuse und das Gehäuse der Flexionssteuerung. Sorgen Sie dafür, dass der Alkoholgehalt der Lösung höchstens 70 % beträgt. Wischen Sie keinen anderen Abschnitt eines Schallkopfs mit Isopropylalkohol ab (dies gilt auch für die Zugentlastung), da diese Abschnitte des Schallkopfs andernfalls beschädigt werden können. Solche Schäden sind weder durch die Garantie noch durch den Wartungsvertrag abgedeckt.

Basierend auf Tests der Materialverträglichkeit, Produktnutzungsprofilen und aktiven Bestandteilen hat Philips die Verwendung der folgenden Arten von *milden* Desinfektionsmitteln (gemäß den Einschränkungen bezüglich der Verträglichkeit in der Tabelle der Desinfektionsmittel) als Spray oder Wischtuch für auf der Oberfläche eingesetzte (Hautkontakt) sowie für transvaginale oder transrektale Schallköpfe freigegeben:

- Auf Natriumhypochlorit-Basis (z. B. 10 % Haushaltsbleichelösung mit ca. 0,6 % aktivem Natriumhypochlorit)
- Auf Quartär-Ammonium-Basis (Quat), z. B. Produkte, die n-Alkyl-xbenzyl-Ammoniumchlorid-Lösung enthalten, wobei x eine organische Funktionsgruppe wie z. B. Ethyl und Methyl usw. sein kann; die Quat-Konzentration (alle aufgeführten Quats) der gebrauchsfertigen Lösung sollte weniger als 0,8 % betragen)
- Auf der Basis von Accelerated Hydrogen Peroxide (maximal 0,5 % Wasserstoffperoxid)


- Auf Alkohol- oder Alkohol-plus-Quat-Basis (Alkoholgehalt des Produkts darf 70 % nicht überschreiten)
- Nicht speziell in den Tabellen zur Verträglichkeit aufgelistete Produkte dürfen ebenfalls verwendet werden, sofern diese für den medizinischen Gebrauch bestimmt sind und ihre aktiven Wirkstoffe den in dieser Liste angegebenen ähnlich sind.

Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln und Reinigungslösungen sind immer die Anweisungen des Herstellers zu beachten.

Aufgrund des umfangreichen Produktangebots von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ist es unmöglich, eine vollständige Liste anzugeben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob ein bestimmtes Produkt geeignet ist, bitten Sie Ihren Philips Kundendienstvertreter um weitere Informationen.


Legende zur Tabelle der Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen

Land des Herstellers	Art von Desinfektionsmittel	Verträglichkeit
AU = Australien	CL = Reinigungsmittel	C = Zur Verwendung auf dem Kabel und Stecker freigegeben (Stecker dürfen niemals eingetaucht oder eingeweicht werden)
CA = Kanada	HLD = Starkes Desinfektionsmittel	H = Zur Verwendung auf dem Griff und Steuermechanismus freigegeben
DE = Deutschland	ILD = Mittelstarkes Desinfektionsmittel	N = Nicht zur Verwendung freigegeben
ES = Spanien	LLD = Leichtes Desinfektionsmittel	T = Zur Verwendung auf dem Schallkopf freigegeben
FR = Frankreich	S = Sterilisationsmittel	
JP = Japan		
UK = Vereinigtes Königreich		
USA = Vereinigte Staaten		



Abschnitte von Nicht-TEE-Schallköpfen

- 1 C (Kabel und Stecker)
- 2 T (Schallkopf)



Abschnitte von TEE-Schallköpfen

- 1 C (Kabel, Stecker und Zugentlastung)
- 2 H (Griff und Flexionssteuerung)
- 3 T (Schallkopf)

HINWEIS

Suchen Sie in Tabelle „Schallköpfe aufgelistet nach Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln“ auf Seite 23 oder „Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln nach Schallkopfbezeichnung“ auf Seite 18 nach Ihrem Schallkopf und der zugehörigen Verträglichkeitsspalte.

Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln und Reinigungslösungen

Lösung	Land des Herstellers	Geeignete Verwendung	Aktiver Bestandteil	Art von Desinfektionsmittel	Verträglichkeit						
					1	2	3	4	5	6	7
70%iger Isopropylalkohol	Alle	Spray/ Wischtuch	Alkohol	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T
AbcoCide	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
AbcoCide 28	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Accel Wipes (alle Arten)	CA	Wischtuch	Wasserstoffperoxid	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	C
Acecide	JP	Einweichen ^a	Peressigsäure	HLD, S	N	N	N	N	T	N	N
Aidal Plus	AU	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Alkaspray	FR	Spray/ Wischtuch	Alkohol, Alkylamin	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T
Ampholysine Basique	FR	Spray/ Wischtuch	Biguanid/Quat	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	C
Aniosept Activ	FR	Einweichen ^a	Peressigsäure	HLD, S	N	T,C	N	N	T	T	N
ANIOXY DM	FR	Einweichen ^a	Peressigsäure	HLD, S	N	T,C	N	N	T	T	N
Anioxyde 1000	FR	Einweichen ^a	Peressigsäure	HLD	N	T,C	N	N	T	T	N
Antigermix E1	FR	E1-System	UV-C	HLD	N	N	N	N	T,C	N	N

Lösung	Land des Herstellers	Geeignete Verwendung	Aktiver Bestandteil	Art von Desinfektionsmittel	Verträglichkeit						
					1	2	3	4	5	6	7
Antigermix S1	FR	S1-System	UV-C	HLD	T,C ^b	T,C ^b	N	N	N	N	T,C
Banicide Plus	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Bleiche (max. 0,6 % NaOCl)	Alle	Spray/ Wischtuch	Natriumhypochlorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	T,C	T,C
CaviWipes	US	Wischtuch	Alkohol, Quat	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T
Cidex	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Cidex 7	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Cidex OPA	US	Einweichen ^a	Ortho-Phthalaldehyd	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Cidex PAE 14J	FR	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Cidex Plus	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Cleanisept Wipes	DE	Spray/ Wischtuch	Quat	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Clorox Healthcare Bleach Germicidal Cleaner	US	Spray/ Wischtuch	Natriumhypochlorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	T,C	T,C
Clorox Healthcare Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectants	US	Spray/ Wischtuch	Wasserstoffperoxid	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	C
Combi-Instruments-N	FR	Einweichen ^a	Glutaraldehyd-Formazetal-Mischung	HLD	T,C	T,C	N	N	T	T,C	T,C
Desconton Extra	DE	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C

Lösung	Land des Herstellers	Geeignete Verwendung	Aktiver Bestandteil	Art von Desinfektionsmittel	Verträglichkeit						
					1	2	3	4	5	6	7
Dispatch	US	Spray/ Wischtuch	Natriumhypochlorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	T,C	T,C
Endosporine	FR	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Enzol	US	Vorreiniger	Enzyme	Reinigungsmittel	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Epizyme Rapid	AU	Vorreiniger	Enzyme	Reinigungsmittel	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Gigasept FF (neu)	DE	Einweichen ^a	Succindialdehyd	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Gigasept PA	DE	Einweichen ^a	Peressigsäure	HLD	N	T,C	N	N	T	T	N
Gigasept PAA Concentrate	DE	Einweichen ^a	Peressigsäure	HLD	N	T,C	N	N	T	T	N
Incidin	DE	Spray/ Wischtuch	Alkohol	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T
Incidur Spray	DE	Spray/ Wischtuch	Alkohol, Quat, Aldehyd	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T
Instruzyme	FR	Vorreiniger	Enzyme, Quat, Biguanid	Reinigungsmittel	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Klenzyme	US	Vorreiniger	Enzyme	Reinigungsmittel	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Korsolex Basic	FR	Einweichen ^a	Aldehyd- freisetzend	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Korsolex Extra	FR	Einweichen ^a	Aldehyde/Quat	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Korsolex PAE	FR	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C

Lösung	Land des Herstellers	Geeignete Verwendung	Aktiver Bestandteil	Art von Desinfektionsmittel	Verträglichkeit						
					1	2	3	4	5	6	7
MaxiCide Plus	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
MedDis	UK	Einweichen ^a	Quat, Amidosulfonsäure	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	N
Medistel	UK	Einweichen ^a	Quat, Amidosulfonsäure	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Medizyme	AU	Einweichen ^a	Enzyme	Reinigungsmittel	T,C	T,C	N	T	T	T,C	T,C
MetriCide	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
MetriCide 28	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
MetriCide OPA Plus	US	Einweichen ^a	Ortho-Phthalaldehyd	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
MetriCide Plus 30	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
MetriZyme	US	Vorreiniger	Enzyme	Reinigungsmittel	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
mikrozid PAA wipes	DE	Wischtuch	Peressigsäure	LLD, ILD	N	T,C	N	N	T,C	T,C,H	N
Milde Seifenlösung	Alle	Vorreiniger	Tenside/Seife	Reinigungsmittel	T,C	T,C	T,C	T,C	T,C	T	T,C
Milton	AU	Spray/Wischtuch	Natriumhypochlorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	T,C	T,C
NDP Med Concentrated Plus	ES	Einweichen ^a	N-Duopropenid, Alkylamin	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C

Lösung	Land des Herstellers	Geeignete Verwendung	Aktiver Bestandteil	Art von Desinfektionsmittel	Verträglichkeit						
					1	2	3	4	5	6	7
neodisher endo CLEAN/neodisher endo SEPT PAC	DE	AER	Reinigungsmittel /Peressigsäure	HLD	N	N	N	N	T	N	N
neodisher endo DIS active	DE	Einweichen ^a	Peressigsäure	HLD	N	T,C	N	T	T	T	N
Olympic Peracetic Acid	UK	AER	Peressigsäure	HLD	N	N	N	N	T	T	T,C
Omnicide 14NS	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Omnicide 28	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
OPAL	AU	Einweichen ^a	Ortho-Phthalaldehyd	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Opticide3	US	Spray/ Wischtuch	Alkohol, Quat	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T
Oxivir (alle Arten)	US	Wischtuch	Wasserstoffperoxid	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	C
Oxygenon-I	FR	Einweichen ^a	Sauerstoffferzeugend	HLD	N	T,C	N	T ^c	T	N	N
PeraSafe	UK	Einweichen ^a	Peressigsäure	HLD, S	N	T,C	N	T	T	T	N
Perascope	UK	Einweichen ^a	Peressigsäure	HLD	N	T,C	N	N	T	T	N
Perastel	UK	AER/ Einweichen ^a	Peressigsäure	HLD	N	T,C	N	N	T	T	N
PerCept (alle Arten)	CA	Wischtuch	Wasserstoffperoxid	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	C
Phagocide D	FR	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C

Lösung	Land des Herstellers	Geeignete Verwendung	Aktiver Bestandteil	Art von Desinfektionsmittel	Verträglichkeit						
					1	2	3	4	5	6	7
Phagozyme ND	FR	Vorreiniger	Enzyme, Quat	Reinigungsmittel	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
PI-Spray (ehemals T-Spray)	US	Spray/ Wischtuch	Quat	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
PI-Spray II (ehemals T-Spray II)	US	Spray/ Wischtuch	Quat	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
ProCide-D	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
ProCide-D Plus	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Prolystica 2X	US	Vorreiniger	Enzyme	Reinigungsmittel	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Protex Disinfectant (alle Typen)	US	Spray/ Wischtuch	Quat	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Quartäre Ammoniumverbindung (max. 0,8 %)	Alle	Spray/ Wischtuch	Quat	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Rapicide	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Rapicide OPA	US	Einweichen ^a	Ortho-Phthalaldehyd	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T,C	T,C
Rapicide PA	US	Einweichen ^a	Peressigsäure	HLD	N	T,C	N	T	T	T	N
Revital-Ox Resert XL HLD	US	Einweichen ^a	Wasserstoffperoxid	HLD	T,C ^c	T,C	N	T ^d	T	T	N
Rivascop	FR	Spray/ Wischtuch	Quat	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C

Lösung	Land des Herstellers	Geeignete Verwendung	Aktiver Bestandteil	Art von Desinfektionsmittel	Verträglichkeit						
					1	2	3	4	5	6	7
Salvanios pH 10	FR	Spray/ Wischtuch	Quat	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Sani-Cloth Active	DE	Wischtuch	Quat	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Sani-Cloth AF	US	Wischtuch	Quat	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Sani-Cloth AF3	US	Wischtuch	Quat	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Sani-Cloth Bleach	US	Wischtuch	Natriumhypochlorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	T,C	T,C
Sani-Cloth HB	US	Wischtuch	Quat	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Sanicloth Plus	US	Wischtuch	Alkohol, Quat	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T
Sekucid N	FR	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Sekusept Aktiv	DE	Einweichen ^a	Peressigsäure	HLD	N	T,C	N	T	T	T	N
Sekusept Easy	DE	Einweichen ^a	Peressigsäure	HLD	N	T,C	N	T	T	T	N
Sekusept Plus	DE	Einweichen ^a	Glucoprotamin	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Soluscope P	FR	AER	Peressigsäure	HLD	N	N	N	N	T	N	N
Steranios 2%	FR	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Sterrad 100S	US	Reprocessor (S)	Wasserstoffperoxid	S	N	N	N	N	N	T,C,H	N
TD-5	US	TD-100 Reprocessor	Glutardialdehyd	HLD, S	N	N	N	T	T	N	N
Tristel Duo	UK	Schaum/ Wischtuch	Chlordioxid	HLD	T,C	T,C	N	N	N	T,C	N

Lösung	Land des Herstellers	Geeignete Verwendung	Aktiver Bestandteil	Art von Desinfektionsmittel	Verträglichkeit						
					1	2	3	4	5	6	7
Tristel Fuse for Instruments	UK	Stella System	Chlordioxid	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	N
Tristel Multi-Shot	UK	Einweichen ^a	Chlordioxid	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	N
Tristel Sporicidal Wipes	UK	Wischtuch	Chlordioxid	HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	N
Tristel Trio Trace	UK	Voreinigendes Wischtuch, sporizides Wischtuch, abwaschendes Wischtuch	Enzyme, Chlordioxid	HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	N
Trophon EPR	AU	Trophon EPR Reprocessor	Wasserstoffperoxid	HLD	T,C ^e	T,C	N	N	N	N	N
Vaposeptol	FR	Spray/Wischtuch	Alkohol, Biguanid	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T
Virox 5 RTU	CA	Wischtuch	Wasserstoffperoxid	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	C
Wavicide -01	US	Einweichen ^a	Glutardialdehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C
Wip'Anios	FR	Wischtuch	Alkohol, Quat	LLD, ILD	T	T	T	H	H	H	T

Fußnoten

- a Ein Stecker darf niemals eingetaucht oder eingeweicht werden.
- b Antigermix S1 ist für 3D6-2, 3D8-4, C9-3io, V6-2, V8-4, VL13-5 oder VL13-5 nicht freigegeben.

c	Oxygenon-I und Revital-Ox Resert XL HLD können zu einer leichten Verfärbung im flexiblen Schaft der S7-3t- und S8-3t-Schallköpfe führen. Diese Verfärbung wirkt sich nicht auf die Sicherheit oder Leistung des Geräts aus.
d	Revital-Ox Resert XL HLD ist für C9-3io nicht freigegeben.
U	Trophon EPR ist für C9-3io nicht freigegeben.

Philips Healthcare ist ein Unternehmen der Royal Philips

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Herstelleradresse

Philips Ultrasound
22100 Bothell-Everett Highway
Bothell, WA 98021-8431
USA



© 2015 Koninklijke Philips N.V.

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung außerhalb der engen gesetzlichen Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.

Veröffentlicht in den USA
4535 618 30281_A/795 * AUG 2015 - de-DE